

DEBITMETRE ELECTRONIQUE TSI

MODELE 4046



Le + produit

- Mesure instantanée et/ou continue
- Suivi de mesure instantanée du débit volumique
- Affichage numérique
- Grande précision (2% de la lecture)
- Compact, léger et autonome
- Idéal pour la calibration du débit de pompes de prélèvement gros débit

En options :

- Valise de transport
- Alimentation secteur

Léger, compact et autonome, le débitmètre électronique 4046 permettent une mesure rapide et précise du débit volumique, de la pression et de la température.

Le modèle 4046 offre une gamme de mesure de 2,5 à 300 L/min. Les débitmètres sont livrés complets, avec un pack batterie, câble de sortie analogique, filtre, mode d'emploi et certificat de calibration NIST

Gamme de Débit :	2,5 à 300 L/min
Précision :	+/- 2% de la lecture.
Gamme de Pression:	50 à 199 Kpa
Précision :	+/- 1 Kpa
Dimensions :	18,2 x 6,3 x 5,3 cm
Temps de chauffe:	1 min
Alimentation :	Pack batterie 7, VDC Alimentation secteur en option

NOUS CONTACTER

+33 2 32 09 36 26

instrumentation@intertek.com

intertek-instrumention.com

