

DEBITMETRE ELECTRONIQUE TSI

MODELE 4146



Le + produit

- Mesure instantanée et/ou continue
- Suivi de mesure instantanée du débit volumique
- Affichage numérique
- Grande précision (2 % de la lecture)
- Compact, léger et autonome
- Idéal pour la calibration des pompes de prélèvements

En options :

- Valise de transport
- Alimentation secteur

Léger, compact et autonome, les débitmètres électroniques 4146 permettent une mesure rapide et précise du débit volumique, de la pression et de la température.

Le modèle 4146 offre une gamme de mesure de 0,01 à 20 L/min. Les débitmètres sont livrés complets, avec un câble de sortie analogique, filtre, pack batterie, mode d'emploi et certificat de calibration NIST

Gamme de Débit :	0,01 à 20 L/min
Précision :	+/- 2% de la lecture
Gamme de Pression:	50 à 199 Kpa
Précision :	+/- 1 Kpa
Gamme de T°:	0 à 50 °C
Précision :	+/- 1 °C, pour des débits > 1 L/min
Dimensions :	12,7 x 5 x 3,2 cm
Sorties :	Analogique 0-10 VDC / RS 232
Temps d chauffe:	1 min
Alimentation :	Alimentation secteur / Pack batterie 7,5 VDC

NOUS CONTACTER

+33 2 32 09 36 26

instrumentation@intertek.com

intertek-instrumention.com

