

DEBITMETRE ELECTRONIQUE TSI

MODELES 4040 ET 4045



Le + produit

- Mesure instantanée et/ou continue
- Suivi de mesure instantanée du débit volumique
- Affichage numérique
- Grande précision (2 % de la lecture)
- Compact, léger et autonome
- Idéal pour la calibration du débit d'appareils de mesures

En options :

- Valise de transport
- Pack batterie

Léger, compact et autonome, les débitmètres électroniques 4040 et 4045 permettent une mesure rapide et précise du débit volumique, de la pression et de la température.

Le débitmètre est paramétrable pour une utilisation sur air, N2 et O2. Les modèles 4040 et 4045 offre une gamme de mesure de 0 à 300 L/min. Les débitmètres sont livrés complets, avec un adaptateur secteur, câble de sortie analogique, filtre, mode d'emploi et certificat de calibration NIST

Gamme de Débit :	0 à 300 L/min (modèle 4040/4045)
Précision :	+/- 2% de la lecture ; ou 0,05 standard L/min
Gamme de Pression:	50 à 199 KPa
Précision :	+/- 1 KPa
Gamme de T°:	0 à 50 °C
Précision :	+/- 1 °C, pour des débits > 1 L/min
Dimensions :	18,2 x 6,3 x 5,3 cm
Diamètre d'entrée :	22 mm pour le 4040 19,1 mm pour le 4045
Sorties :	Analogique 0-10 VDC / RS 232
Alimentation :	220 V / Pack batterie en option

NOUS CONTACTER

+33 2 32 09 36 26

instrumentation@intertek.com

intertek-instrumention.com

